



mini stufe e mini incubatori

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT

mini stufe e mini incubatori





— I N D I C E

04

mini stufe

Mini stufe per sterilizzazione

05

mini incubatori

Mini incubatori portatili
con raffreddamento

06

Mini incubatori

mini stufe

MINI STUFE PER STERILIZZAZIONE



STZ analogico



Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore



Termoregolatore bimetallico con sonda ad espansione di fluido



Timer analogico



Ventilazione naturale



Foro Ø10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

Dati Tecnici		STZ 5,4	STZ 18	STZ 28
Capacità	lt	5,4	18	28
Temperatura min.	°C	+5 amb	+5 amb	+5 amb
Temperatura max	°C	+150	+150	+150
Precisione	70°C	±5	±5	±5
Timer		0 a 120 o (∞)	0 a 120 o (∞)	0 a 120 o (∞)
Potenza riscaldante	W	360	600	600
Ripiani di serie	n°	2	2	2
Numero ripiani max	n°	4	5	5
Dimensioni interne LxPxH	mm	190x150x190	300x300x200	400x250x300
Dimensioni esterne LxPxH	mm	400x260x300	520x390x320	640x360x440
Peso	kg	10	15	26,5
Codice		720.2070.04	720.2070.06	720.2070.08

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 40



STZ - D digitale



Camera interna in alluminio per migliore diffusione del calore



Controllo della temperatura con microprocessore ad azione PID con sonda PT 100



Ventilazione naturale



Foro Ø10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

Dati tecnici		STZ - D 5,4	STZ - D 18	STZ - D 28
Capacità	lt	5,4	18	28
Temperatura min.	°C	+5 amb	+5 amb	+5 amb
Temperatura max	°C	+200	+200	+200
Precisione	°C	±2	±2	±2
Risoluzione	°C	0.1	0.1	0.1
Potenza riscaldante	W	360	600	600
Ripiani di serie	n°	2	2	2
Numero ripiani max	n°	4	5	5
Dimensioni interne LxPxH	mm	190x150x190	300x300x200	400x250x300
Dimensioni esterne LxPxH	mm	400x260x300	520x390x320	640x360x440
Peso	kg	10	15	26,5
Codice		720.2080.01	720.2080.02	720.2080.03

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 40

mini incubatori

MINI INCUBATORI PORTATILI CON RAFFREDDAMENTO



Ideale per rilevamenti e test su campo
(anche per applicazioni da banco in laboratorio)



Timer digitale: possibilità di programmare con 5
step di temperatura
Sistema di raffreddamento tramite sistema Peltier



Alimentazione 220V e 12V (accendisigari)



ICT-P

Dati tecnici		ICT-P
Capacità	lt	18
Temperatura	°C	10 to 65
Precisione	37°C	±0,2 °C
Risoluzione	°C	0,1
Uniformità	°C	0,1
Stabilità	°C	±0,2
Timer		- : - - (∞)
	mm:ss	00:01 to 59:59
	hh:mm	1:00 to 23:59
	dd:hh	1:00 to 45:00
Risoluzione timer	s	1
Impostazione di riscaldamento e raffreddamento		rilevamento automatico
Dimensioni interne LxPxH	mm	275x185x335
Dimensioni esterne LxPxH	mm	295x350x465
Peso	kg	6
Potenza	W	60
Alimentazione portatile	V	12
Codice		720.2070.00

V/HZ 100 TO 220/240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE 00

mini incubatori

MINI INCUBATORI



ICT



Incubatori con sportello in plexiglass trasparente per ispezionare le camere



Controllo della temperatura con microprocessore ad azione PID con sonda PT 100



Ventilazione naturale



Foro Ø10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde

Dati tecnici		ICT 5,4	ICT 18	ICT 28
Capacità	lt	5,4	18,0	28,0
Temperatura min.	°C	+5 amb	+5 amb	+5 amb
Temperatura max	°C	+80	+80	+80
Precisione	37°C	±0,5	±0,5	±0,5
Risoluzione	°C	0,1	0,1	0,1
Potenza riscaldante	W	120	360	420
Ripiani di serie	n°	2	2	2
Numero ripiani max	n°	4	5	5
Dimensioni interne LxPxH	mm	190x150x190	300x300x200	400x250x300
Dimensioni esterne LxPxH	mm	400x260x300	520x390x320	640x360x440
Peso	kg	10	15	26,5
Codice		720.2070.10	720.2070.12	720.2070.14

V/HZ 220/240-50/60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

Note

[illegible]



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT