



LABORATORY
EQUIPMENT

punti di fusione

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT



PUNTI DI FUSIONE

- 4 | Punti di fusione per semplici utilizzi
- 5 | Punti di fusione professionali

PUNTI DI FUSIONE

Punti di fusione per semplici utilizzi



360 D



Progettato per misurare contemporaneamente tre campioni



Semplice utilizzo e luce interna a LED



Velocità digitale: le due differenti velocità di salita permettono una rapida misurazione



Fornito con 100 capillari D. 1-1.5 L 100 chiusi

Dati tecnici

360 D

Temperatura d'utilizzo	°C	Ambiente ÷ +350
Precisione a 20°C	°C	± 1,0
Precisione a 300°C	°C	± 2,5
Display	n°	4 digit a 8 segmenti
Risoluzione	°C	0,1
Funzione hold		Si
Numero di campioni	n°	3
Velocità rampa rapida	°C/min	20 fissi
Velocità rampa lenta	°C/min	da 1 a 10
Potenza	W	75
Dimensioni esterne LxPxH	mm	220x160x190
Peso	Kg	2,2
Codice		621.0000.22

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 10

ACCESSORI

Codice	Capillari Ø-mm	Lunghezza mm	Estremità	Confezione pz
621.0000.28	1,0-1,5	80	aperta	200
621.0000.30	1,0-1,5	100	aperta	200
621.0000.38	1,0-1,5	80	chiusa	200
621.0000.40	1,0-1,5	100	chiusa	200

PUNTI DI FUSIONE

Punti di fusione professionali



Progettato per misurare contemporaneamente tre campioni



Semplice utilizzo e luce interna a LED. Il secondo display interno permette una maggiore visibilità del campione



Velocità digitale: le due differenti velocità di salita permettono una rapida misurazione



Possibilità di collegamento con la stampante esterna. Il raffreddamento forzato riduce i tempi di analisi. Comando manuale esterno per una semplice ed immediata funzione HOLD
Fornito con 100 capillari D. 1-1.5 L 100 chiusi



**360 D
COOLING**

Dati tecnici

360 D COOLING

Temperatura d'utilizzo	°C	Ambiente $\pm$ +350
Precisione a 20°C	°C	$\pm$ 1,0
Precisione a 300°C	°C	$\pm$ 2,5
Display	n°	4 digit a 8 segmenti
Risoluzione	°C	0,1
Funzione hold		Si
Numero di campioni	n°	3
Velocità rampa rapida	°C/min	20 fissi
Velocità rampa lenta	°C/min	da 1 a 10
Potenza	W	75
Dimensioni esterne LxPxH	mm	220x160x190
Peso	Kg	2,2
Codice		621.0000.23

V/HZ 220-240/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 0

CLASSE DI PROTEZIONE IP 10

ACCESSORI

Codice	Capillari Ø-mm	Lunghezza mm	Estremità	Confezione pz
621.0000.28	1,0-1,5	80	aperta	200
621.0000.30	1,0-1,5	100	aperta	200
621.0000.38	1,0-1,5	80	chiusa	200
621.0000.40	1,0-1,5	100	chiusa	200



STAMPANTE

Codice 621.0000.25

Note

[illegible]

[illegible]



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2
24047 Treviglio (BG) - Italy
+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it

WWW.FALCINSTRUMENTS.IT