



2019

TERMOREGOLATORI
& TERMOSALDATRICI

www.falcinstruments.it




TERMOREGOLATORI & TERMOSALDATRICI

- 4 ■ TERMOREGOLATORI
- 4 | Head control digitale
- 4 | Bimetallico
- 5 | Elettronico
- 5 | Multifunzione digitale
- 6 ■ TERMOSALDATRICI



TERMOREGOLATORI

Head control digitale



TR-HC



Ideale per pilotare in modo preciso apparecchi sprovvisti di termoregolatore, e controllare direttamente il liquido.



Display per leggere temperatura effettiva.
Controllo Temperatura ad azione PID
con sonda PT100
Cavo sonda L. 2mt

Dati tecnici

		TR-HC
Campo temperatura	°C	-10 +350
Precisione	°C	± 0.5
Potenza max	W	2200
Condizioni ambient.	°C	0-50
Sonda	TR	PT100
Sonda ØxL	mm	6x230
Dimensioni esterne LxPxH	mm	130x135x95
Peso	Kg	0,7
Codice		633.0718.00

V/HZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3.1

CLASSE DI PROTEZIONE 30

Bimetallico



TR- B



Ideale per pilotare in modo indicativo apparecchi sprovvisti di termoregolatore



Scala graduata
Controllo temperatura ON/OFF

Dati tecnici

		TR-B
Potenza max	W	2200
Dimensioni esterne LxPxH	mm	130x140x85
Codice		633.0710.00

V/HZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3.1

CLASSE DI PROTEZIONE 30

TERMOREGOLATORI



Ideale per pilotare in modo affidabile
apparecchi sprovvisti di termoregolatore



Scala graduata
Controllo temperatura elettronico

Elettronico

TR-E



Dati tecnici		TR-E
Potenza max	W	1500
Dimensioni esterne LxPxH	mm	130x140x85
Codice		633.0712.00

V/HZ 230/50-60	CLASSE DI SICUREZZA 3.1	CLASSE DI PROTEZIONE 30
----------------	-------------------------	-------------------------



14 programmazioni giornaliere



Display LCD mostra i giorni della
settimana, l'ora, il numero dei programmi
e il funzionamento dello strumento

Multifunzione digitale

TR-M



Normative CE - Presa di entrata e spina tipo Schuko

Dati tecnici		TR-M
Carico max	W	680
Dimensioni esterne LxPxH	mm	60x40x100
Peso	gr	80
Codice		633.0716.00

V/A 230/50-60	CLASSE DI SICUREZZA 3.1	CLASSE DI PROTEZIONE 30
---------------	-------------------------	-------------------------

TERMOSALDATRICI



SK



Ideali per la chiusura ermetica di sacchetti in poliestere e polipropilene con uno spessore massimo di 100 micron.



Il tempo di saldatura è regolabile e indicato da una spia luminosa al termine dell'operazione. La larghezza massima della saldatura che si ottiene è di 2 mm

RICAMBI

Ricambio per SK 210
Nastro in PTFE con resistenza
Codice 638.1430.33

Ricambio per SK 310
Nastro in PTFE con resistenza
Codice 638.1430.35

Dati tecnici		SK 210	SK 310
Lunghezza saldatura	mm	200	300
Dimensioni esterne LxPxH	mm	350x130x80	440x170x90
Potenza	W	250	300
Codice		638.1430.20	638.1430.30
V/HZ 230/50-60		CLASSE DI SICUREZZA 0	
		CLASSE DI PROTEZIONE 0	

ACCESSORI



Sacchetti in cf 500 indivisibili					
Larghezza x lunghezza	mm	80x130	100x200	150x250	200x250
Codice		638.1431.07	638.1431.10	638.1431.15	638.1431.20
					638.1431.25
Tubolari lunghezza mt 100					
Diametro	mm	100	200	300	400
Codice		638.1432.10	638.1432.20	638.1432.30	638.1432.40
					638.1432.50

TERMOSALDATRICI




Adatto per bobine da sterilizzazione "carta-plastica"



Il tempo di saldatura è regolabile e indicato da una spia luminosa al termine dell'operazione



Lama scorrevole per taglio



DNT

RICAMBIO

resistenza a cartuccia
Codice: 638.1434.42

Dati tecnici		DNT
Lunghezza saldatura	mm	250
Larghezza saldatura	mm	8
Dimensioni esterne LxPxH	mm	420x300x220
Potenza	W	870
Peso	kg	8,3
Codice		638.1434.30

V/HZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3.1

CLASSE DI PROTEZIONE 30

ACCESSORI

T-Paper: rotoli per la sterilizzazione in campo medico, ospedaliero, odontoiatrico, veterinario, estetico, podologico e per tutte le applicazioni di sterilizzazione a vapore o a gas



Tubolari lunghezza mt 200						
Diametro	mm	75	100	150	200	250
Codice		638.1435.07	638.1435.10	638.1435.15	638.1435.20	638.1435.25

TERMOSALDATRICI



ONE



È adatto per tutti i tipi di carta per sterilizzazione, compresa quella a soffiutto



Controllo digitale



Segnale di errata saldatura



Lunghezza massima di saldatura: 320 mm
Larghezza massima di saldatura: 12 mm

RICAMBIO

resistenza a cartuccia
Codice: 638.1434.42

Dati tecnici

ONE

Lunghezza saldatura	mm	300
Larghezza saldatura	mm	12
Dimensioni esterne LxPxH	mm	460x400x170
Consumo durante la saldatura	W	320
Peso	Kg	8
Codice		638.1434.40

V/HZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 3.1

CLASSE DI PROTEZIONE 30



ACCESSORI

T-Paper: rotoli per la sterilizzazione in campo medico, ospedaliero, odontoiatrico, veterinario, estetico, podologico e per tutte le applicazioni di sterilizzazione a vapore o a gas

Tubolari lunghezza mt 200

Diametro	mm	75	100	150	200	250
Codice		638.1435.07	638.1435.10	638.1435.15	638.1435.20	638.1435.25

Note

[illegible]

Note

[illegible]



FALC INSTRUMENTS s.r.l.

Via G. M. Compagnoni, 2 | 24047 Treviglio (BG) - Italy

+39 0363 304660 | falc@falcinstruments.it | falcinstruments.it