

BAGNI AD ULTRASUONI PER SETACCI



LBS-S



Ideale per la pulizia setacci



Possibilità di utilizzo con timer o in continuo
Timer programmabile digitalmente



Vasca in acciaio inox 18/8 Rubinetto di scarico
Comode maniglie per poter spostare il bagno
anche in caso di presenza di stecacci nella vasca

Dati tecnici		LBS-S 15 LT	LBS-S 30 LT
Capacità	Lt	15	30
Acqua necessaria	Lt	13	25
Range di temperatura	°C	20-69	20-69
Frequenza	KHz	35	35
Timer	min	1-99 +∞	1-99 +∞
Quantità di trasduttori		6	12
Potenza ultrasuoni	W	300	600
Potenza riscaldamento	W	400	500
Scarico del rubinetto		Yes	Yes
Dim. vasca interna ØxH	mm	300x210	400x260
Dim. vasca esterna LxPxH	mm	410x410x500	500x500x530
Peso	kg	11	18
Codice		616.1020.20	616.1020.22

V/HZ 230/50-60

CLASSE DI SICUREZZA 1

CLASSE DI PROTEZIONE IP 42

ACCESSORI

LBS-S 15 LT

LBS-S 30 LT



Coperchio
Codice 616.1025.20

Coperchio
616.1025.21



Cestello
Codice 616.1027.20

Cestello
616.1027.21