



Bagno per istologia

Adatto per i tessuti inclusi in paraffina provenienti dai microtomi.





Descrizione

Adatto per i tessuti inclusi in paraffina provenienti dai microtomi.

Vasca interna in alluminio anodizzata in nero per facilitare la visibilità del materiale contenuto, custodia esterna in acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida, nell'intercapedine tra la vasca e l'esterno viene messa della fibra di vetro per contenere al massimo la dispersione del calore mantenendo uniforme la temperatura, la quale regolata e controllata da un termostato con sonda ad espansione del liquido.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 1.5
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	610.1030.00
Temperatura	da +30 °C a +90
Precisione	°C 1.5
Potenza riscaldante	W 250
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 200x60
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 330x95
Peso	Kg 1.6
Classe di protezione	IP 54