




---

## **Pinza in lega con morsetto, 3 branche a squadra rivest.PVC, apert.0-30mm**

---

Pinza in lega con morsetto, 3 branche a squadra ri...





---

## Descrizione

Pinza in lega con morsetto, 3 branche a squadra rivest.PVC, apert.0-30mm



## Caratteristiche tecniche

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Codice</b>          | 180.4702.70 |
| <b>Lunghezza Gambo</b> | 95 mm       |
| <b>Apertura Max</b>    | 0...30 mm   |