



Bagno a sabbia 6 lt - BS 70

I bagni a sabbia FALC sono ideali per il riscaldamento omogeneo del contenuto nelle vasche.





Descrizione

I bagni a sabbia FALC sono ideali per il riscaldamento omogeneo del contenuto nelle vasche. Le strutture esterne sono costruite in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, le vasche interne in acciaio inox 304 a forte pressione.

Tutta la struttura coibentata con fibra di ceramica con uno spessore da 40 mm, consentendo alla struttura esterna di mantenere la temperatura a livello ambientale.

Il riscaldamento viene effettuato con resistenze corazzate in acciaio inox, la regolazione ed il controllo della temperatura tramite termoregolatore bimetallico su scala numerata, gli strumenti vengono completati con un interruttore ON/OFF a luce verde.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 6
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	614.1037.07
Temperatura	+450°C
Precisione	5
Potenza riscaldante	W 1000
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 290x230x90
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 410x400x270
Peso	Kg 12.6
Classe di protezione	IP 30
Quantità di sabbia necessaria	6 kg



Galleria immagini

