



Bagno a sabbia 12 lt - BS 130

I bagni a sabbia FALC sono ideali per il riscaldamento omogeneo del contenuto nelle vasche.





Descrizione

I bagni a sabbia FALC sono ideali per il riscaldamento omogeneo del contenuto nelle vasche. Le strutture esterne sono costruite in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, le vasche interne in acciaio inox 304 a forte pressione.

Tutta la struttura coibentata con fibra di ceramica con uno spessore da 40 mm, consentendo alla struttura esterna di mantenere la temperatura a livello ambientale.

Il riscaldamento viene effettuato con resistenze corazzate in acciaio inox, la regolazione ed il controllo della temperatura tramite termoregolatore bimetallico su scala numerata, gli strumenti vengono completati con un interruttore ON/OFF a luce verde.



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 12
Alimentazione	V/Hz 230/50-60
Codice	614.1037.13
Temperatura	+450°C
Precisione	°C 5
Potenza riscaldante	W 1400
Dimensioni interne (LxPxA)	mm 500x300x90
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 610x460x270
Peso	Kg 20.2
Classe di protezione	IP 30
Quantità di sabbia necessaria	14 kg



Galleria immagini

