



Scuotitore mixer per micro-piastre - F320

Lo scuotitore mixer per micro-piastre F320 è uno strumento con azione vibrante, simile ad un mixer ma è progettato per le micro-piastre.

Questo strumento è compatibile con le misure standard e non necessita di accessori per essere utilizzato.





Descrizione

Diametro dell'orbita di 3 mm

É perfetto per svolgere lavori in continuo

Display LED con timer digitale e velocità

Velocità regolabile per diverse applicazioni



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 100-240/50-60
Codice	603.0130.50
Peso	Kg 6
Dimensioni	mm 290x330x141
Timer	hh:min 99:59
Classe di protezione	IP 30
Velocita variabile	rpm 300÷1600
Spostamento asse	mm 3
Provette ml	n° 96 da 1,5 ml
Potenza max	W 25
Piastre micro well	4



Galleria immagini

