



Scuotitori a movimento lineare di 25mm- F355

Lo scuotitore a movimento lineare F355 è uno strumento da laboratorio che può supportare carichi di diverso peso senza inficiare sul risultato della performance.

Il movimento è di tipo orizzontale con un diametro di 25 mm ed è generato da un motore ad induttanza molto silenzioso che lo rende adatto per i laboratori chimici.





Descrizione

Display LCD

Timer digitale

Spostamento dell'asse di 25 mm

Possibilità di programmazione fino a 6 programmi di 10 step

Supporto universale non incluso



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	603.0130.25
Peso	Kg 18
Dimensioni	410x490x140 mm
Classe di protezione	IP 30
Velocità variabile	Colpi-min 10 - 300
Potenza motore	W 80
Movimento rotatorio	Orizzontale
Spostamento asse	mm 25
Temporizzatore minuti	0 - 120
Piano appoggio	350x350
Carico massimo	kg 10
Programmi	6/10



Galleria immagini

