




Scuotitori a movimento orbitale di 10mm- F350

Lo scuotitore a movimento orbitale F350 è uno strumento da laboratorio che può supportare carichi di diverso peso senza inficiare sul risultato della performance.

Il movimento è di tipo orbitale con un diametro di 10 mm ed è generato da un motore ad induttanza molto silenzioso che lo rende adatto per i laboratori chimici.





Descrizione

Display LCD

Timer digitale

Spostamento dell'asse di 10 mm

Possibilità di programmazione fino 6 programmi di 10 step

Supporto universale non incluso



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	603.0130.30
Peso	Kg 18
Dimensioni	mm 375 x 375 x 145
Classe di protezione	IP 30
Velocita variabile	Colpi-min 10 - 300
Potenza motore	W 80
Movimento rotatorio	Orbitale
Spostamento asse	mm 10
Temporizzatore minuti	0 - 120
Piano appoggio	340 x 290
Piatto	350x350
Carico massimo	kg 10
Programmi	6/10



Galleria immagini

