



Mixer per provette - MIX20

Il MIX20 è un agitatore analogico per provette con azione vibrante di semplice utilizzo che può lavorare manualmente o in modo automatico con diversi tipi di provette.

Se occorre prolungare l'agitazione, senza la pressione manuale dell'operatore, si possono aggiungere gli accessori (morsetto, asta e molla) per automatizzare il lavoro.





Descrizione

Velocità di agitazione regolabile

Sistema integrato per ridurre le vibrazioni dello strumento

Lo strumento è dotato di un cappuccio antiscivolo per le provette-matraci

Lo strumento può essere utilizzato con 4 provette di tipo eppendorf contemporaneamente



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 220/240 - 50/60
Codice	603.0129.02
Peso	Kg 1.9
Dimensioni	mm 145x175x140
Classe di protezione	IP 41
Velocita variabile	Rpm 100 - 3000
Potenza motore	W 30
Movimento rotatorio	mm 4+
Piano appoggio	mm 24