



Agitatore senza riscaldamento - F20

L'agitatore elettromagnetico F20 è uno modello senza riscaldamento, particolarmente indicato per lavori continuativi.

Questo strumento di facile utilizzo è consigliato in applicazioni microbiologiche e biochimiche.





Descrizione

La struttura è costruita interamente con lamiera d'acciaio verniciata con polvere epossidica antiacida che lo rende un agitatore di ottima robustezza.

Il motore in corrente continua permette di lavorare con volumi fino a 2 litri.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	601.0101.20
Peso	Kg 0.7
Dimensioni	mm 110x115x60
Classe di protezione	IP 41
Piano appoggio acciaio inox	mm 110 x 110
Capacità max agitazione	lt 2
Velocità variabile	Rpm 100-1100
Foro per aste	No
Potenza motore	W 10
Ancoretta magnetica consigliata ø	mm 6x20



Galleria immagini

