



---

## **Sostegno in acciaio ad anello a gambo libero, anello 150mm, gambo lungh.150mm**

---

Sostegno in acciaio ad anello a gambo libero, anel...





---

## Descrizione

Sostegno in acciaio ad anello a gambo libero, anello 150mm, gambo lungh.150mm



### Caratteristiche tecniche

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Diametro Anello</b> | 150 mm      |
| <b>Diametro Gambo</b>  | 12 mm       |
| <b>Lunghezza Gambo</b> | 150 mm      |
| <b>Codice</b>          | 262.6750.59 |
| <b>Materiale</b>       | acciaio     |