



Agitatore multi-posizione a 4 postazioni - F4D

L'agitatore multi-posizione senza riscaldamento F4D è uno strumento che permette di lavorare con 4 postazioni contemporaneamente, controllando i parametri tramite un unico controller.

Questo strumento di facile utilizzo è consigliato in applicazioni microbiologiche e biochimiche.





Descrizione

Impostazione digitale della velocità

Impostazione digitale del timer

Timer infinito o 99:59

3 modalità di visualizzazione del display LCD: velocità, tempo e countdown

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata

Piatto d'appoggio in acciaio inox con tappetino antiscivolo



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	601.0101.44
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 205x280x70
Peso	Kg 2.0
Timer	∞ o 99:59
Classe di protezione	IP 40
Distanza punti agitazione	mm 100
Capacità max agitazione	lt 1x4
Velocità variabile	Rpm 80-1200
Potenza motore	W 25
Piano appoggio	mm 205x205
Ancoretta magnetica consigliata Ø	6X20