



Agitatore multi-posizione a 8 postazioni - F8D

L'agitatore multi-posizione senza riscaldamento F8D è uno strumento che permette di lavorare con 8 postazioni contemporaneamente, controllando i parametri tramite un unico controller.

Questo strumento di facile utilizzo è consigliato in applicazioni microbiologiche e biochimiche.





Descrizione

Impostazione digitale della velocità

Impostazione digitale del timer

Timer infinito o 99:59

3 modalità di visualizzazione del display LCD: velocità, tempo e countdown

Struttura in lamiera d'acciaio verniciata

Piatto d'appoggio in acciaio inox con tappetino antiscivolo



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	601.0101.49
Peso	Kg 4.0
Dimensioni	mm 205x485x70
Timer	∞ o 99:59
Classe di protezione	IP 40
Piano appoggio acciaio inox	mm 190x530
Distanza punti agitazione	mm 100
Capacità max agitazione	lt 1x8
Velocità variabile	Rpm 80-1200
Potenza motore	W 25
Piano appoggio	mm 205x410
Ancoretta magnetica consigliata Ø	mm 6X20