



---

## Agitatore multi-posizione a 4 postazioni separate - F840

---

L'agitatore multi-posizione è in grado di offrire 4 posizioni indipendenti di agitazione e riscaldamento con capacità di lavoro fino a 5 lt per posto.

Questo modello particolarmente compatto ha una struttura esterna in alluminio verniciata con polvere anti-acida epossidica per garantire robustezza per l'utilizzatore, qualora dovesse lavorare con sostanze aggressive.

L'F840 può lavorare anche senza l'agitazione fungendo da piastra riscaldante in quanto avendo la ventilazione interna, si evita il surriscaldamento.





---

## Descrizione

Il modello F840 presenta 4 postazioni separate che sono gestite da 4 controller in modo da poter impostare diversi parametri per ogni piastra.

La superficie in alluminio garantisce un rapido riscaldamento e un'ottima uniformità.

Le parti elettriche sono isolate in modo da consentire la massima protezione in caso di travaso dei liquidi.

Controllo digitale della velocità e della temperatura

Motore in corrente continua

Ventilazione interna per evitare surriscaldamento

Possibilità di collegare ogni postazione ad un kit per monitorare la temperatura del liquido.



| Caratteristiche tecniche          |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Alimentazione                     | V/HZ 220/240-50/60 |
| Codice                            | 601.0122.95        |
| Potenza riscaldante               | W 750x4            |
| Peso                              | Kg 10              |
| Dimensioni                        | mm 770x310x160     |
| Timer                             | No                 |
| Classe di sicurezza               | 1                  |
| Classe di protezione              | IP 41              |
| Piano appoggio acciaio inox       | mm (160x160) x4    |
| Capacità max agitazione           | Lt 5x4             |
| Velocità variabile                | Rpm 150-1500       |
| Foro per aste                     | Si                 |
| Temperatura piastra               | C +50 to +400      |
| Precisione sulla piastra          | °C ±3              |
| Potenza motore                    | W 12x4             |
| Ancoretta magnetica consigliata Ø | mm 6x30            |
| Precisione con sonda inserita     | °C ±1              |



## Galleria immagini

