



Agitatore analogico ad asta fino a 20lt - AT-M 20

L'agitatore analogico ad asta AT-M 20 è uno strumento che agita meccanicamente un liquido con densità massima di 50.000 mPas fino a 20lt.





Descrizione

É perfetto per svolgere lavori in continuo

Sistema di protezione per sovraccarico e surriscaldamento

Mandrino regolabile per inserire le aste

Asta, supporto, paletta e morsetto non sono inclusi con lo strumento. Sceglierli tra gli accessori a seconda dell'applicazione.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	605.0150.12
Peso	Kg 5.3
Dimensioni	mm 90x145x180
Potenza assorbita	W 83/120 120
Classe di protezione	IP 43 - 40
Lettura valori	Analogica
Capacita max agitazione	Lt 20
Viscosita max	mPas 50000
Tensione coppia	Ncm 145
Diametro asta	mm 10
Velocita variabile	Rpm 200-3000