



Agitatore digitale ad asta fino a 10lt - AT-MD 10

L'agitatore digitale ad asta AT-MD 10 è uno strumento che agita meccanicamente un liquido con densità massima di 10.000 mPas fino a 10lt.





Descrizione

É perfetto per svolgere lavori in continuo

Timer digitale

Display LCD

Sistema di protezione per sovraccarico e surriscaldamento

Mandrino regolabile per inserire le aste

Asta, supporto, paletta e morsetto non sono inclusi con lo strumento. Sceglierli tra gli accessori a seconda dell'applicazione.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	605.0150.18
Peso	Kg 4.5
Dimensioni	mm 90x145x180
Potenza assorbita	W 83/120 75
Classe di protezione	IP 43 - 40
Lettura valori	Digitale
Capacita max agitazione	Lt 10
Viscosita max	mPas 10000
Tensione coppia	Ncm 85
Diametro asta	mm 10
Velocita variabile	Rpm 200-3000