



Bagno ad ultrasuoni LBS 1 - 0,6 lt

Bagno ad ultrasuoni da 0.6 lt

I Bagni ad ultrasuoni sono degli strumenti che utilizzano la tecnologia degli ultrasuoni per eliminare anche le impurità più resistenti, ottenendo in pochi secondi un risultato più accurato rispetto alla pulizia manuale con notevole risparmio di tempo.

Questi strumenti trovano grande impiego nei laboratori, studi dentistici o medicali ma anche nei settori meccanici e industriali, ovunque sia richiesta la pulizia di strumenti da lavoro in tempi brevi ed in modo efficace.





Descrizione

I modelli LBS 1 sono la versione più semplice della gamma di Bagni Ultrasuoni FALC, ideali per svolgere lavori di routine e operazioni semplici di pulizia di utensili. La frequenza delle onde ad ultrasuoni determina il risultato che si ottiene: più è alta, migliore sarà il risultato ottenuto.

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo, gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente (effetto vibratorio, chiamato cavitazione) che permette l'eliminazione di ogni tipo di impurità riuscendo a raggiungere qualsiasi punto della superficie degli oggetti immersi nel liquido stesso.

- Massima semplicità d'uso
 - Massima potenza
 - Timer digitale
 - Griglia di appoggio
-
- Senza riscaldamento



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 0.6
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Potenza assorbita	W 28
Peso	Kg 2.5
Codice	616.1010.02
Frequenza	KHz 50
Potenza picco	HF/W 39
Regolazione potenza	No
Riscaldamento	No
Timer	No
Scarico con rubinetto	no
Dimensioni vasca interna	150x86x65 mm
Dimensioni vasca esterna	186x122x155 mm
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42



Galleria immagini

