



Bagno ad ultrasuoni per grandi volumi LBS 3

Bagno ad ultrasuoni da 50 lt

I Bagni ad ultrasuoni sono degli strumenti che utilizzano la tecnologia degli ultrasuoni per eliminare anche le impurità più resistenti, ottenendo in pochi secondi un risultato più accurato rispetto alla pulizia manuale con notevole risparmio di tempo.

Questi strumenti trovano grande impiego nei laboratori, studi dentistici o medicali ma anche nei settori meccanici e industriali, ovunque sia richiesta la pulizia di strumenti da lavoro in tempi brevi ed in modo efficace.





Descrizione

Il modello LBS 3 è la versione da pavimento della gamma di Bagni Ultrasuoni FALC con riscaldamento, ideale per svolgere le operazioni di pulizia di utensili anche di grandi dimensioni. La frequenza delle onde ad ultrasuoni determina il risultato che si ottiene: più è alta, migliore sarà il risultato ottenuto. L'utilizzo del riscaldamento supporta l'operazione di pulizia effettuata dagli ultrasuoni

Quando l'energia ultrasonica di intensità elevata viene trasmessa in un liquido, all'interno di questo, gli ultrasuoni danno origine alla formazione di innumerevoli piccole bolle sottovuoto che implodono immediatamente (effetto vibratorio, chiamato cavitazione) che permette l'eliminazione di ogni tipo di impurità riuscendo a raggiungere qualsiasi punto della superficie degli oggetti immersi nel liquido stesso.

- Ideale per grandi volumi
- Massima semplicità d'uso
- Massima potenza
- Timer digitale
- Griglia di appoggio
- Con riscaldamento



Caratteristiche tecniche	
Capacità	lt 50
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	616.1022.05
Frequenza	25 KHz
Potenza assorbita	W 750
Regolazione potenza	W 780
Riscaldamento	°C 20-60
Timer	1-199
Scarico con rubinetto	Si
Dimensioni vasca interna	420x370x350 mm
Dimensioni vasca esterna	480x540x630 mm
Classe di sicurezza	1
Classe di protezione	IP 42