



JA5003A

Le loro avanzate prestazioni e le loro caratteristiche tecniche ora sono le più competitive sul mercato, per la sua alta affidabilità e per il suo design esse costituiscono la miglior opportunità nel campo delle bilance da laboratorio.





Descrizione

Le loro avanzate prestazioni e le loro caratteristiche tecniche ora sono le più competitive sul mercato, per la sua alta affidabilità e per il suo design esse costituiscono la miglior opportunità nel campo delle bilance da laboratorio.

Piccole ma compatte e con tecnologia di alta qualità, le bilance PISA con la sua vasta gamma di portate e di precisione garantiscono in laboratorio la risoluzione di pesata.

Possibilità di calibrazione automatica con peso esterno, display con tasto multifunzione (grammi/carati/once/contapezzi) di colore verde e tara sottrattiva per tutti i modelli, mentre i modelli T non sono provviste della tastiera multifunzione.

Serie FA sono complete di peso, pinzetta e pennellino.

Le bilance sono tutte corredate di libretto d'istruzione in lingua italiana.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	V/Hz 220/50
Codice	630.1500.03
Precisione	g 0.001
Dimensioni	mm 200x320x290
Classe di protezione	IP 50
Portata	g 0 - 100
Piatto	mm 80
Uscita dati	Rs232C
Peso calibrazione	g 100