



JA 10002

Le loro avanzate prestazioni e le loro caratteristiche tecniche ora sono le più competitive sul mercato, per la sua alta affidabilità e per il suo design esse costituiscono la miglior opportunità nel campo delle bilance da laboratorio.





Descrizione

Le loro avanzate prestazioni e le loro caratteristiche tecniche ora sono le più competitive sul mercato, per la sua alta affidabilità e per il suo design esse costituiscono la miglior opportunità nel campo delle bilance da laboratorio.

Piccole ma compatte e con tecnologia di alta qualità, le bilance PISA con la sua vasta gamma di portate e di precisione garantiscono in laboratorio la risoluzione di pesata.

Possibilità di calibrazione automatica con peso esterno, display con tasto multifunzione (grammi/carati/once/contapezzi) di colore verde e tara sottrattiva per tutti i modelli, mentre i modelli T non sono provviste della tastiera multifunzione.

Serie FA sono complete di peso, pinzetta e pennellino.

Le bilance sono tutte corredate di libretto d'istruzione in lingua italiana.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/Hz 220/50
Codice	630.3100.02
Precisione	g 0.01
Dimensioni	mm 200x320x80
Classe di protezione	IP 50
Portata	g 0 - 1000
Piatto	mm 160
Uscita dati	Rs232C
Peso calibrazione	g 1000