



## APPARECCHIO PER PUNTO DI FUSIONE MPD-02

Strumento di semplice utilizzo, basta inserire il campione nel capillare in vetro ed immerterlo nel gruppo riscaldante.





---

## Descrizione

Semplice e facile da usare, con un eccellente range di misurazione e un display digitale con risoluzione  $0,1^{\circ}\text{C}$

Progettato per misurare contemporaneamente due campioni

La luce interna a led, la lente ingrandita e l'inclinazione data dai piedini posteriori, permettono di avere una vista più ampia e chiara dei campioni.

Le due differenti velocità di salita permettono una più veloce e conveniente misurazione.



| Caratteristiche tecniche |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione            | V/HZ 230/50            |
| Codice                   | 621.0000.22            |
| Temperatura              | Ambient ÷ +350 °C      |
| Peso                     | Kg 1.8                 |
| Display colorato         | N°4 digit a 8 segmenti |
| Termometro digitale      | 0+360+/-1              |
| Quantita campioni        | 3                      |
| Zona lettura             | Illuminata             |
| Dimensione               | 160x220x170            |



## Galleria immagini

