






Contenit. h.75/80mm, 64posti d.11 mm, coperchio trasp.,scatola nera

Contenit. h.75/80mm, 64posti d.11 mm, coperchio tr...





Descrizione

Contenit. h.75/80mm, 64posti d.11 mm, coperchio trasp.,scatola nera



Caratteristiche tecniche

Dimensions	130 x 130 mm
Altezza	75/80 mm
Utilizzo	provette da 11 x 63 e 11 x 70 mm
Colore	nero
Codice	211.0054.07