



JOLLY 2

Struttura in lamiera d'acciaio trattato e verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, piastra riscaldante in alluminio con uno spessore da 8 mm che raggiunge i 350 C in un tempo rapido, la particolare posizione della resistenza garantisce un'uniformità di calore su tutta la superficie





Descrizione

Struttura in lamiera d'acciaio trattato e verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, piastra riscaldante in alluminio con uno spessore da 8 mm che raggiunge i 350 C in un tempo rapido, la particolare posizione della resistenza garantisce un'uniformità di calore su tutta la superficie, e la solida struttura fanno di queste piastre un ottimo strumento multiuso, applicando sulle piastre una vasca in acciaio inox si può utilizzare anche come bagno termostatico o bagno a sabbia.

La parte riguardante i comandi completamente staccata dal blocco riscaldante, così assemblata offre la massima sicurezza e durata ai componenti elettronici.

Il controllo e l'impostazione della temperatura per la Jolly 1 avviene attraverso un termoregolatore con sonda ad espansione di fluido su scala graduata in C, mentre la Jolly 2 presenta le stesse caratteristiche costruttive ma si differenzia per quanto riguarda il controllo della temperatura, corredata di un termoregolatore elettronico ad azione PB con termocoppia "J" incorporata e di un termometro digitale a Led rossi con sonda PT 100 interna, consentendo all'utilizzatore di controllare la temperatura sulla piastra oppure quella del liquido.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla piastra



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	623.0427.02
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 410 x 290 x 190
Peso	Kg 9
Classe di protezione	IP 32
Superficie riscaldante	mm 410 x 270
Temperatura piastra	+50 to +350
Portata max	Kg 25
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 1200