



SERIE PA - in alluminio

La piastra FALC realizzata in alluminio anodizzato è ideale in quei laboratori che necessitano l'asciugatura dei vetrini, o per quelle analisi dove non necessitano alte temperature ma buona precisione.





Descrizione

La piastra FALC realizzata in alluminio anodizzato è ideale in quei laboratori che necessitano l'asciugatura dei vetrini, o per quelle analisi dove non necessitano alte temperature ma buona precisione.

La portata max della piastra è di 20 vetrini portaoggetto, disposti su due file. Realizzata secondo le nuove normative di sicurezza Europee.

L'esterno di forma rettangolare costruita interamente in lamiera d'acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, la resistenza posizionata sotto la piastra assicura l'uniformità della temperatura su tutta la base d'appoggio.

La piastra è dotata di un interruttore generale ON / OFF con luce verde, per il controllo e la selezione della temperatura, da un termoregolatore elettronico con sonda su scala numerata con spia arancio che indica che la piastra sta riscaldando, un termometro digitale posizionato sul frontalino per una più facile lettura della temperatura.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla piastra



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	623.0428.30
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 310 x 275 x 80
Peso	Kg 4.4
Classe di protezione	IP 41
Superficie riscaldante	mm 270 x 200
Temperatura piastra	+30 to +100
Portata max	Kg 10
Precisione piastra	± 2
Potenza res. riscald.	W 140