



Piastra in ghisa CIR 1-120

Piastre riscaldanti in ghisa FALC con resistenza riscaldante incorporata.





Descrizione

Piastre riscaldanti in ghisa FALC con resistenza riscaldante incorporata.

Struttura in alluminio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida per i modelli singoli, mentre per i modelli multipli la struttura è completamente in acciaio inox 18/8.

Il pannello frontale comprende un interruttore ON/OFF con luce verde, e una manopola per ogni singola piastra che regola e controlla un termostato bimetallico su scala numerata con relativa spia indica che la piastra è in funzione.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla piastra



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	623.0430.12
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 190 x 245 x 115
Peso	Kg 2.5
Classe di protezione	IP32
Superficie riscaldante	mm 120
Temperatura piastra	+500
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 700