






Contenit. h.125mm, 25posti d.17mm, coperchio trasp.,scatola rossa

Contenit. h.125mm, 25posti d.17mm, coperchio trasp...





Descrizione

Contenit. h.125mm, 25posti d.17mm, coperchio trasp.,scatola rossa



Caratteristiche tecniche

Dimensions	130 x 130 mm
Altezza	125 mm
Utilizzo	provette da 15 ml con $\varnothing$ 17 x 120 mm
Colore	rosso
Codice	211.0110.05