



MBO - 1000 ml

Riscaldatori a sospensione con struttura completamente morbida, esente da qualsiasi parti metalliche.





Descrizione

Riscaldatori a sospensione con struttura completamente morbida, esente da qualsiasi parti metalliche.

L'interno e l'esterno dei riscaldatori sono costruiti con un tessuto di filo di vetro e coibentati con fibra di vetro.

Particolarmente indicato per il riscaldamento di palloni sospesi in impianti dove non possibile usare i tradizionali riscaldatori da tavolo.

Un comodo legaccio permette di affrancare i riscaldatori al pallone avvolgendolo quasi totalmente.

Completi di cavo e spina di collegamento con una lunghezza da mt 1,5 ed un regolatore con 3 posizioni di potenza che funziona anche da interruttore.



Caratteristiche tecniche

Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	627.0624.10
Temperatura	+300
Classe di protezione	IP 0
Per palloni	ml 1000
Foro sul fondo	si
Potenza res. riscald.	W 330