



MM - 100 ml

I riscaldatori FALC serie MM sono frutto di una lunga esperienza.





Descrizione

I riscaldatori FALC serie MM sono frutto di una lunga esperienza;

hanno custodie esterne in acciaio verniciate con polvere epossidica antiacida, i nidi semirigidi che si adattano alla forma del pallone riducendo completamente il rischio della rottura del pallone, l'isolamento termico composto da una fibra di ceramica, le temperature sono controllate da un termoregolatore con scala numerata.

Tutti i riscaldatori sono dotati da un interruttore ON / OFF con luce verde.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	625.0500.01
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 185 x 145
Peso	Kg 1.5
Classe di protezione	IP 30
Per palloni	ml 100
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 130
Palloni Ø mm	64