



MA - 4000 ml

I riscaldatori MA per palloni di grosse capacita' sono studiati e costruiti per una maggior sicurezza e dotati di un sistema per il recupero del liquido in caso di rottura accidentale.





Descrizione

I riscaldatori MA per palloni di grosse capacita' sono studiati e costruiti per una maggior sicurezza e dotati di un sistema per il recupero del liquido in caso di rottura accidentale.

Le strutture esterne e la calotta interna di contenimento sono completamente in acciaio inox rivestite con tessuto in fibra di vetro.

Le resistenze vengono alloggiare in un blocco di fibra-ceramica sfruttando al massimo il calore prodotto e riducendo cos al minimo la temperatura sulle pareti esterne.

La temperatura controllata da un termoregolatore su scala numerata.

I riscaldatori vengono completati con un interruttore ON / OFF con luce verde.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	625.0520.04
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 380x310
Peso	Kg 8.0
Classe di protezione	IP 44
Per palloni	ml 4000
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 900
Palloni Ø mm	207