



---

## **Portaprovette in polistirene bianco per provette 1,5 e 2ml, 50 fori**

---

Portaprovette in polistirene bianco per provette 1...



---

## Descrizione

Portaprovette in polistirene bianco per provette 1,5 e 2ml, 50 fori



### Caratteristiche tecniche

|             |              |
|-------------|--------------|
| Capacità    | 1            |
| Numero Fori | 50           |
| Dimensions  | 146x73x40 mm |
| Colore      | bianco       |
| Codice      | 212.5504.02  |