



Raccordo PMC femmina, portagomma in polipropilene con valvola, 4mm

Raccordo PMC femmina, portagomma in polipropilene ...



Descrizione

Raccordo PMC femmina, portagomma in polipropilene con valvola, 4mm



Caratteristiche tecniche	
Diametro Tubo	4 mm
Guarnizioni	EPR
Molle E Meccanismo	Aisi 316
Pressione Di Lavoro	Ö 6 bar (20iC)
Raccordi E Valvole	polipropilene
Temperatura Di Impieg	0 Ö 110iC
Valvola Di Ritegno	si
Length	41
Colore	beige
Codice	240.1703.02