



Purificatore Basic per acqua ultrapura 15 lt - ECO S15UV

Il modello ECO S15UV è un sistema di purificazione dell'acqua che, oltre all'acqua osmosi inversa, garantisce altissima qualità di acqua ultrapura. Le lampade UV a doppia lunghezza d'onda sono state integrate per rendere possibile le analisi TOC e ridurre la proliferazione dei batteri.

La sua semplicità e l'efficacia lo rendono un prodotto davvero competitivo.





Descrizione

Il modello ECO S15UV presenta un sistema di controllo LCD, due sensori di qualità dell'acqua, un rilevatore di tempo e qualità, un sistema RO a singola fase, una pompa e un serbatoio precostruito per raccogliere fino a 15 litri di acqua RO e acqua ultrapura.

Il tasso di rigetto degli ioni per l'acqua RO è più del 96%, e la resistività dell'acqua ultrapura raggiunge i 18MΩ.cm. Raggiunge completamente gli standard di grado I di ASTM, CAP, CLSI, EP e USP.



Caratteristiche tecniche	
Codice	636.0805.05
Portata	2 litri/minuto (tramite serbatoio di pressione)
Output	15 litri/ora
Tipologie d'acqua prodotte	2: osmosi d'acqua inversa; acqua deionizzata
Resistività a 25°C	18.2 MΩ.cm x cm
Conduttività	0.0549 µs/cm
TOC*	< 3ppb
Batteri	< 0,1 cfu/ml
Particolato (maggiore di 0,2 µm)	< 1/ml
Endotossine	N/A
RNases	N/A
DNases	N/A
Tasso di scarto ionico	96-99% nuova membrana RO
Tasso di scarto organico	> 99% quando MW > 200 Dalton
Tasso di scarto di batteri e particolato	> 99%
Requisiti d'acqua d'alimentazione	Acqua del rubinetto T: 5-45°C Pressione: 1,0 – 4,0 Kg/cm x cm
Dimensione e peso	Larghezza x profondità x altezza : 410 x 320 x 420mm Peso : circa 15 kg
Requisiti elettrici	AC100-240V, 50/60 Hz
Potenza	72 W
Configurazione standard	Corpo principale (incluso un set di cartucce) + serbatoio di pressione da 15 L