



Distillatore in acciaio inox da 8 lt - DES8

Il Distillatore DES8 produce acqua distillata per le applicazioni più comuni in laboratorio, di elevata purezza.

Realizzato in acciaio inox, ideale per la produzione di acqua di alta qualità.

Presenta un sensore di livello per il funzionamento automatico.





Descrizione

Il Distillatore DES8 produce acqua distillata per le applicazioni più comuni in laboratorio, di elevata purezza. Realizzato in acciaio inox, ideale per la produzione di acqua di alta qualità. Presenta un sensore di livello per il funzionamento automatico.

SENSORE DI LIVELLO

- scollega l'apparecchio in caso di fornitura d'acqua non sufficiente
- collega l'apparecchio se l'approvvigionamento di acqua è sufficiente

Progettato per funzionare automaticamente con una produzione di 8 litri l'ora, include diversi sistemi di sicurezza per lavorare continuamente.

ALTA QUALITÀ DELL'ACQUA IN USCITA

Incorpora un condensatore grande superficie e una resistenza di elevata qualità.

Tutte le parti sono in acciaio inox, quindi l'acqua è sempre in contatto con parti estremamente inerte (stabile), che garantisce acqua di alta qualità, esente da ioni metallici e pirogeni, con una conducibilità di 1,5 μS / cm.

Nota sull'uscita dell'acqua: dipende direttamente dalla qualità della fornitura d'acqua e di altri fattori ambientali, di tipo III (secondo ASTM).

Tutti i parametri sono stati testati in condizioni di laboratorio standard.

Produzione in litri a un valore di 230V, se c'è una caduta di tensione la produzione diminuirà di conseguenza.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	230 V
Codice	636.0750.06
Peso	Kg 13
Dimensioni	370 x 260 x 635 mm
Potenza assorbita	2 x 3000 W
Capacità di produzione	8 lt / h
Consumo acqua per raffreddare	1,4 lt / min
Acqua con pH	5.0- 7.5
Conducibilità	2 uS / cm