



TERMOCICLATORE LIFE ECO

Termociclature con gradiente a blocco 96x02. Ideale per applicazioni di elevata precisione e uniformità con tecnologia Peltier.





Descrizione

Termociclatore con gradiente a blocco 96x02

Ideale per applicazioni di elevata precisione e uniformità con tecnologia Peltier

Il display LCD Touch Screen visualizza i dati e grafici in tempo reale da poter trasferire sul pc tramite porta USB.

Blocco automatico del coperchio.

Funzione di assorbimento. Coperchio HOT LID.

Possibilità di memorizzare 250 programmi.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 220/240-50/60
Codice	621.0610.20
Peso	10 Kg
Dimensioni	335x260x270
Classe di sicurezza	3.1
Classe di protezione	42
Range Temperatura	4-105°C
Raggiungimento Temp. max	4°C / sec
Raggiungimento Raffr. max	4°C / sec
Temp. max con coperchio	30-110 °C
Numero cicli	99