



MQ - 2000 ml

I riscaldatori per palloni FALC della serie MQ sono stati progettati con caratteristiche totalmente nuove e costruiti secondo le nuove normative standard di sicurezza europee.





Descrizione

I riscaldatori per palloni FALC della serie MQ sono stati progettati con caratteristiche totalmente nuove e costruiti secondo le nuove normative standard di sicurezza europee. Dispongono di un frontalino inclinato per una più facile impostazione dei valori, e semplicità di lettura.

Le custodie esterne sono costruite in lamiera d'acciaio con verniciatura a forno con polvere epossidica antiacida; le resistenze riscaldanti sono incorporate in un blocco di fibra-ceramica e il tutto viene ricoperto con calotte in alluminio rivestite con tessuto in fibra di vetro.

Un foro sul fondo permette, in caso di rottura del pallone, il recupero del contenuto.

Sul lato posteriore dei riscaldatori viene inserito un foro filettato M8, dando così la possibilità di montare un'asta di supporto.

Gli strumenti sono dotati di un interruttore ON / OFF con luce verde, il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato di regolazione con sonda ad espansione di fluido su scala graduata in C.

Così predisposti assicurano un'ottima precisione della temperatura.



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	625.0540.20
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 310x400x190
Peso	Kg 6.4
Classe di protezione	IP 41
Per palloni	ml 2000
Precisione piastra	± 2
Potenza res. riscald.	W 600