



BE 4 - 250 ml

La serie di riscaldatori multipli FALC hanno le stesse caratteristiche di affidabilità della serie MA.





Descrizione

La serie di riscaldatori multipli FALC hanno le stesse caratteristiche di affidabilità della serie MA.

Le custodie esterne sono in acciaio inox 18/8, la termoregolazione per ogni singolo posto avviene tramite dei termostati a diverse temperature, o di lavorare con un solo posto.

Ogni nido dotato di calotta di sicurezza in acciaio inox con importante, in quanto in caso di rottura di un pallone evita la penetrazione all'interno del liquido.

Un ulteriore sforzo la facilità di intervento per la sostituzione di eventuali gruppi riscaldanti.

Completo di aste in acciaio 10 x 500 mm.

N.B. Le temperature max indicate si riferiscono alla calotta



Caratteristiche tecniche	
Alimentazione	V/HZ 230/50-60
Codice	625.0504.02
Temperatura	+350
Dimensioni esterne (LxPxA)	mm 710x300x120
Peso	Kg 7.2
Classe di protezione	IP 42
Per palloni	ml 250
Precisione piastra	± 5
Potenza res. riscald.	W 720
Posti per palloni	4