



Apparecchio per punto di fusione con termometro digitale (VEDI COD. 20.200.402)

Apparecchio per punto di fusione con termometro di...



Descrizione

Apparecchio per punto di fusione con termometro digitale (VEDI COD. 20.200.402)



Caratteristiche tecniche	
Weight	1 Kg circa
Temperature	max 360iC
Controllo Temperatura	attraverso circuito dotato di microcontrollore
Dim. Supp. Sonda R.	18x10x12 cm
Dim.Supp. Sonda A.	30x10x10 cm
Dimensioni Termometro	8x10x3 cm
Qta Campioni	2
Termometro Dig.Cert.	0-400iC
Codice	621.0000.20