



LBS-S 30 It - Bagno ad ultrasuoni da 30 It per setacci

Bagni ad ultrasuoni per setacci da 400 mm di diametro.

La pulizia dei setacci con i bagni ad ultrasuoni Falc permette di evitare danni causati al lavaggio manuale, prolungando la loro vita lavorativa.





Descrizione

- * Vasca in acciaio inox
- * Possibilità di utilizzo con timer o in continuo
- * Timer programmabile digitalmente
- * Rubinetto di scarico
- * Comode maniglie per poter spostare il bagno anche in caso di presenza di setacci nella vasca



Caratteristiche tecniche	
Capacità	30
Codice	616.1020.22
Dimensioni esterne (LxPxA)	500x500x530 mm
Potenza riscaldante	500 W
Peso	18
Frequenza	KHz 35
Timer	1-99 + ∞
Classe di protezione	IP 42
Range Temperatura	20-69 °C
Potenza ultrasuoni	W 600
Quantità di trasduttori	12
Dimensione vasca interna ØxH	400x260 mm
Acqua necessaria	25 lt



Galleria immagini

