

PH-metro portatile basic MW101 - pH

Il pH-metro portatile basic MW101 è uno strumento per semplici utilizzi che misura il Ph, ovvero, il grado di acidità o alcalinità di una soluzione o di un campione, e permette la rilevazione del parametro direttamente su campo.

É ideale per il settore dell'istruzione, agricoltura e orticoltura, analisi ambientali e delle acque.

L'alimentazione a batteria agevola il lavoro, non essendo necessario il collegamento alla rete elettrica.





Descrizione

- Misurazione del pH
- Display LCD
- Calibrazione manuale o automatica
- Elettrodo incluso



Caratteristiche tecniche	
Ambiente di lavoro	Da 0 a 50°C; 95% RH
Codice	107.2001.55
Range pH	0.00 a 14.00 pH
Risoluzione pH	0.01 pH
Precisione pH a 25°C/77°F	± 0.02 pH
Calibrazione del pH	manuale, in 2 punti con Trimmer Offset e Slope
Compensazione della temperatura	Manuale, 0 a 50°C
Tipologia della batteria	1 x 9 V alcalina
Vita della batteria	Approx 300 ore
Dimensione imballo	212x145x67 mm
Peso dell'imballo	420g
Elettrodo pH	SE220 (incluso)



Galleria immagini

