



PH-metro portatile professionale MW106 - pH/ORP/Temperatura

Il pH-metro portatile professionale MW106 è uno strumento con funzioni performanti che misura il pH, ORP e la temperatura.

L'alimentazione a batteria agevola il lavoro, non essendo necessario il collegamento alla rete elettrica.





Descrizione

- Misurazione del pH/ORP/Temperatura
- Display LCD alfanumerico con messaggi di errore o pericolo
- Orologio interno per monitorare le funzioni
- Registrazione dati fino a 1000 misurazioni
- Calibrazione automatica fino a 5 punti
- Autospegnimento
- Chiave GLP
- Elettrodo incluso
- Sonda della temperatura inclusa



Caratteristiche tecniche	
Ambiente di lavoro	Da 0 a 50°C; 95% RH
Codice	107.2001.57
Range Temperatura	-20.0 a 120.0°C(-4.0 a 248.0°F)
Sonda	MA906BR/1 sonda pH/temperatura (inclusa)
Range pH	-2.00 a 20.00 pH/-2.000 a 20.000 pH
Risoluzione pH	0.1 pH / 0.001 pH
Risoluzione temperatura	0.1°C / 0.1°F
Precisione pH a 25°C/77°F	± 0.01 pH/± 0.002 pH
Precisione temperatura a 25°C/77°F	± 0.5°C a 60°C; ±1°C fuori/±1°F fino a 140°F; ±2°F fuori
Calibrazione del pH	automatica fino a 5 punti, 7 tamponi selezionabili e 2 personalizzabili
Compensazione della temperatura	Automatica da -5 a 80°C/23 a 176°F
Tipologia della batteria	3 x 1.5 V alkaline AAA (inclusa)
Vita della batteria	Approx. 200 hours
Autospegnimento	5, 10, 30, 60 minuti o spento
Dimensione imballo	305x280x115 mm
Peso dell'imballo	1.22 kg
Precisione ORP a 25°C/77°F	±1 mV
Risoluzione ORP	0.1 mV
Range ORP	±2000 mV
Salvataggio dati	Fino a 1000 dati registrati (fino a 100 dati); su richiesta 200 dati; su stabilità 200 dati; registrazione a intervalli 1000 dati
Connessione al pc	1 microporta USB
Elettrodo pH	SE220 (incluso)
Sonda della temperatura	Preassemblata, interna



Galleria immagini

