



Multimetro MW802 - PH/EC/TDS

Il multimetro portatile MW802 è uno strumento multiuso per analisi nel settore dell'istruzione, agricoltura e orticoltura, analisi ambientali e dell'acquacoltura.

L'alimentazione a batteria agevola il lavoro, non essendo necessario il collegamento alla rete elettrica.





Descrizione

- Misurazione di Ph/EC/ TDS
- Display LCD
- Batteria a 9V
- Calibrazione manuale su 1 punto
- Sonda inclusa



Caratteristiche tecniche	
Ambiente di lavoro	0 - 50°C / 32 - 122°F; max RH 95%
Codice	107.2000.01
Sonda	SE600 pH/EC/TDS (inclusa)
Range pH	0.00 a 14.00 pH
Risoluzione pH	0.1 pH
Precisione pH a 25°C/77°F	±0.20
Compensazione della temperatura	Automatica da 0 a 50°C
Tipologia della batteria	1 x 9 V alcalina
Vita della batteria	Approx. 150 ore
Dimensione imballo	268x122x118 mm
Peso dell'imballo	720g
Range EC	0.00 a 6.00 mS/cm
Range TDS	0 a 4000 ppm
Risoluzione EC	0.10 mS/cm
Risoluzione TDS	10 ppm
Calibrazione	manuale su 1 punto
Precisione EC/TDS	±2% scala intera
Soluzione di calibrazione	PH 7.01
Soluzione di calibrazione	1413 µS/cm
Fattore di conversione	0.68



Galleria immagini

