



Elettrodo MA919B/1- pH e temperatura

L'elettrodo MA919B/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per le applicazioni da laboratorio.





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.08
Lunghezza	120 mm
Range Temperatura	-5 - 70°C
Diametro	mm 8
Range pH	0-13
Materiale della struttura	vetro
Elettrolita di riferimento	KCL 3.5M
Giunto di riferimento	Aperto
Tipo di riferimento	Doppio Ag/AgCl
Forma della membrana	Sferica
Pressione massima	0.1 bar
Tipologia di connettore	BNC
Lunghezza cavo	Coassiale 1 metro
Applicazione	Laboratorio alimentare



Galleria immagini

