



Elettrodo MA916B/1 - pH e temperatura

L'elettrodo MA916B/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per applicazioni di laboratorio.





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.05
Lunghezza	120 mm
Range Temperatura	0 - 60°C
Diametro	12 mm
Range pH	0-12
Materiale della struttura	vetro
Elettrolita di riferimento	KCL 3.5M
Giunto di riferimento	Ceramica, singolo
Tipo di riferimento	Doppio Ag/AgCl
Forma della membrana	Sferica
Pressione massima	0.1 bar
Tipologia di connettore	BNC
Lunghezza cavo	Coassiale 1 o 3 metri
Applicazione	Applicazioni da laboratorio



Galleria immagini

