



Elettrodo MA918B/1 - pH e temperatura

L'elettrodo MA918B/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per applicazioni in laboratori alimentari.





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.07
Lunghezza	120 mm
Range Temperatura	-5 a 60°C
Diametro	12 mm
Range pH	0-12
Materiale della struttura	vetro
Elettrolita di riferimento	KCL 3.5M
Giunto di riferimento	Ceramica, triplo
Tipo di riferimento	Singolo Ag/AgCl
Forma della membrana	Conico
Pressione massima	0.1 bar
Tipologia di connettore	BNC
Lunghezza cavo	Coassiale 1 metro
Applicazione	Applicazioni per laboratori e alimentare



Galleria immagini

