



Elettrodo MA920B/1 - ph e temperatura

L'elettrodo MA920B/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per laboratori alimentari





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.09
Lunghezza	75 mm
Range Temperatura	-5 - 50°C
Diametro	6 mm
Range pH	0-12
Materiale della struttura	PVDF
Elettrolita di riferimento	Viscolene
Giunto di riferimento	Aperto
Tipo di riferimento	Singolo Ag/AgCl
Forma della membrana	Conico
Pressione massima	0.1 bar
Tipologia di connettore	BNC
Lunghezza cavo	Coassiale 1 metro
Applicazione	Laboratorio alimentare



Galleria immagini

