



Elettrodo MA991B/1 - pH e temperatura

L'elettrodo MA991B/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per applicazioni da laboratorio.





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.10
Lunghezza	120 mm
Range Temperatura	-5 - 70°C
Diametro	12 mm
Range pH	0-13
Materiale della struttura	vetro
Elettrolita di riferimento	Gel
Giunto di riferimento	Ceramica, singolo
Tipo di riferimento	Singolo Ag/AgCl
Forma della membrana	Sferica
Pressione massima	0.1 bar
Tipologia di connettore	BNC
Lunghezza cavo	Coassiale 1 o 3 metri
Applicazione	Applicazioni da laboratorio



Galleria immagini

