



Elettrodo MA906BR/1 - pH e temperatura

L'elettrodo MA906NR/1 misura sia la temperatura che il pH.

È suggerito per applicazioni generiche .





Caratteristiche tecniche	
Codice	107.2000.84
Lunghezza	120 mm
Range Temperatura	0 - 70°C
Diametro	12 mm
Range pH	0-12
Materiale della struttura	PEI
Elettrolita di riferimento	Gel
Giunto di riferimento	Ceramica
Tipo di riferimento	Ag/AgCl
Forma della membrana	Robusto
Pressione massima	2 bar
Tipologia di connettore	BNC/RCA
Lunghezza cavo	1 metro
Applicazione	Applicazioni generali



Galleria immagini

